

COMMANDE DE MATERIEL ET REACTIFS

Dr :

Date :

- Enveloppes Meditest
 - Sachets Meditest plastiques
 - Demande d'analyses
 - Demande allergie
 - Fiche « analyse de contrôle »
 - Fiche commande matériels

 - Tubes sang complet (granulés)
 - Tubes EDTA
 - Tubes citrate (coagulation)
 - Tubes à glucose
 - Tubes 5 ml (granulés)

 - Tubes 5 ml (sérum)

 - Autres tubes :
 - Eau distillée
 - Alcool 70° dénaturé
 - Réactifs pour :
 - Acétone
 - Autre :
 - Bacs à déchets grands

 - Bacs à déchets petits
 - Cartons déchets 40 litres
 - Sacs à urine Kangourous
- Monovettes EDTA
 - Monovettes sang complet
 - Monovettes TP – citrate
 - Monovettes VS
 - Monovettes héparinate
 - Aiguilles monovettes vertes ou noires
 - Vacutainer EDTA
 - Vacutainer sang complet
 - Vacutainer TP – citrate
 - Vacutainer VS
 - Aiguilles vacutainer vertes ou noires
 - Butterfly vacutainer bleus ou verts
 - Séditainer
 - écouvillons secs
 - écouvillons naso-pharyngés
 - Frottis avec gel
 - Flacons urines 24 H
 - Gobelets à urines
 - Urotubes
 - Amplicor (Chlamydia et gonocoques)
 - Flacons à selles
 - Flacons stériles (expecto.)
 - Flacons pour biopsie
 - Hémoculture (2 flacons)

Medi

Laboratoires **test** d'analyses médicales

ANALYSES DE CONTROLE

Dr :

Patient(e) :

Date du Prélèvement :

Sérum Sang EDTA Plasma Urine

Analyse(s) demandée(s)	Votre résultat	Résultat MEDITEST	Valeurs normales

Votre méthode ou marque de réactif utilisée:

Méthode utilisée dans notre laboratoire :

N.B. Les écarts de résultats peuvent résulter de la différence de méthode. Cette feuille sera rendue au cabinet médicale sans conservation de double dans notre laboratoire pour raisons pratiques.